



Les gants d'examen et de protection sempermed® skySense non poudrés offrent une préhension sûre simultanément associée à un excellent toucher grâce aux zones texturées des doigts à l'épaisseur réduite.

- Polyvalent pour une large variété d'applications
- Assure une préhension efficace et sûre grâce aux doigts texturés.
- Le matériau du gant résiste au sang et aux autres fluides corporels tout en protégeant contre les bactéries, champignons et virus, y compris le SARS-CoV-2, l'hépatite B et C ainsi que le VIH.

Caractéristiques techniques

TYPE	Gant de protection jetable en nitrile à usage unique, non stérile
DOUBLURE INTÉRIEURE	Non poudrée
COLORIS	Bleu régulier
MATÉRIAU	Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
SURFACE DU GANT	Doigts texturés
DURÉE DE CONSERVATION	3 ans iDans l'emballage d'origine en cas de conservation conformément aux spécifications du produit
TAILLE	Longueur: 240 mm (min.) Largeur: 95 mm +/- 10 mm (pour la taille M)
ÉPAISSEUR	au moins 0,06 mm mesurée en une couche au niveau de la paume
RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE	≥ 6 Newton (médiane) au cours de la durée de conservation selon EN 455-2
RÉSISTANCE À LA TRACTION selon le vieillissement	14 MPa
ÉLASTICITÉ (selon le vieillissement)	400%
EFFET BARRIÈRE	AQL < 1,5
CERTIFICATION QUALITÉ	ISO 9001, ISO 13485
ÉTIQUETAGE	EN 455 1-4, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-5, EN ISO 21420
DESTINATION	Dispositif médical de classe I selon le Règlement (UE) relatif aux dispositifs médicaux 2017/745 Catégorie d'EPI III (protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques) selon le Règlement (UE) 2016/425 Contact avec des denrées alimentaires selon le Règlement (CE) 1935/2004

Spécifications de conditionnement

DIMENSIONS	Boîte: 245 mm x 125 mm x 74 mm (L x l x H) Carton: 380 mm x 258 mm x 255 mm (L x l x H)
QUANTITÉS	20 pieds 1'187 cartons 40 pieds 2'483 cartons 40 pieds HC 2'760 cartons

Applications recommandées



Références/Nombre de gants

872020	XS	200 unités/boîte	10 boîte/carton
872021	S	200 unités/boîte	10 boîte/carton
872022	M	200 unités/boîte	10 boîte/carton
872023	L	200 unités/boîte	10 boîte/carton
872024	XL	180 unités/boîte	10 boîte/carton

Des ÉCHANTILLONS sont disponibles sur demande - demandez à votre interlocuteur du service commercial



CONTACT US!
sempermed@harpsglobal.com
www.sempermed.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower
Singapore 018937
Tel.: +65 6274 4861 · Fax: +65 6274 6977

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13,
1100 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 9346348



*Please note the Sempermed Chemical Resistance list is available on <https://www.sempermed.com/chemical-resistance-brands>

IMPORTANT NOTE: The latest product information is available at www.sempermed.com under the «Products» tab. Failure to observe this information, in particular with regard to (chemical) resistance, frequency of use and tolerability of the gloves, can result in personal injury and/or material damage. **HARPS is not liable for incorrect use of the gloves nor will HARPS be liable for improper storage and handling. In case of damage or unusual signs of wear and tear, gloves shall not be used.** In case of any doubt, expert advice should be sought before use. The information and classification is up to date as of the date of publication. Technical details are average values from production and may vary in individual cases. This disclaimer is subject to mistakes, printing errors and amendments. ©Copyright 2024 HARPS