



pharmaciedentreprise.ch

La première adresse en matière de premiers secours

### Applicateur de pression:

L'applicateur de pression nouvelle formule permet une répartition homogène de la pression ainsi que le positionnement optimal du bandage sur la plaie. Il simplifie en outre l'enfilage du bandage.

### Compresse:

Cette compresse moderne et absorbante ne colle pas à la plaie. Les points d'absorption uniformément répartis et l'effet capillaire de la compresse permettent une absorption rapide des sécrétions de la plaie ou du sang.

### Dispositif anti-déroutement:

Grâce au dispositif anti-déroutement le bandage de se déroule pas. La compresse est immédiatement visible et disponible, garantissant une utilisation simple et rapide.

### Emballage:

L'emballage sous pression est petit, hermétique, étanche à l'eau et au gaz. Une languette de déchirage permet de l'ouvrir facilement.



### Boucles de fixation:

Le bandage peut être fixé très facilement. Aucun autre dispositif de fixation, comme des agrafes ou autre système similaire, n'est nécessaire. Une rotation des étriers permet d'augmenter très facilement la pression.

### Bande:

La bande souple élastique atteint en position étendue une longueur de 5 mètres et présente un confort de port élevé grâce à une teneur en coton de 65 %.