

HARTMANN

Bacillo[®] Oxy Tissues

Lingettes de désinfection prêtes à l'emploi à l'oxygène actif, en boîte grand format pratique pour la désinfection de surfaces et des dispositifs médicaux



- Lingettes de désinfection prêtes à l'emploi
- Effet sporicide, également efficace contre les spores de *C. difficile*
- Solution novatrice à base de peroxyde d'hydrogène
- Bonne compatibilité avec les matériaux, convient aussi aux surfaces sensibles et aux dispositifs médicaux
- Ne contient aucun acide peracétique, colorant ni parfum

Efficacité	Méthode de contrôle	Charge	Durée d'action
Bactéries / champignons			
Bactéricide / Levurocide	EN 13727 (certifié VAH) EN 13624 EN 16615	faible	1 min
Tuberculocide / Mycobactéricide	EN 14348 EN 16615	faible	5 min
Fongicide	EN 13624 EN 16615	faible	15 min
Spores bactériennes			
Efficace contre <i>C. difficile</i>	EN 17126 EN 17846	faible	15 min
Sporicide	EN 17126 EN 17846	faible	15 min
Virus			
Activité virucide limitée	EN 14476	faible	1 min
Virucide	EN 14476	faible	5 min

Bacillo[®] Oxy Tissues: quand l'efficacité rencontre l'efficience

- + Fiabilité maximale, même contre *C. difficile*
- + Odeur agréable sans acide peracétique
- + Lingettes désinfectantes de haute qualité résistantes à la déchirure permettant de nettoyer une surface de 1 m²
- + Aucun risque d'échange accidentel avec les désinfectants de routine grâce à la forme particulière de la boîte
- + N'est pas classé comme produit dangereux: logistique et stockage simples

100 lingettes,
20 x 20 cm, en
boîte grand
format



Utiliser les désinfectants de surface avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information produit avant utilisation.

www.ivf.hartmann.info