

HARTMANN



Hilft. Pfl egt. Schützt.

Unser Bestseller – jetzt nachhaltig.



Bacillol® 30 Sensitive Tissues



- +** Bewährt anwenderfreundlich –
wirksame, schnelle und
materialschonende
Flächendesinfektion
- +** 100 % plastikfreie
Desinfektionstücher
aus nachwachsenden Rohstoffen



Effektiv und schonend wie immer – die neue Generation der Bacillol® 30 Sensitive Tissues

Bewährte Leistung der Bacillol® 30 Sensitive Tissues

+ Optimale Wirksamkeit:

gegen Keime und Schmutz

- Bakterizid und levurozid in 1 Minute
- Wirksam gegen Noroviren in 2 Minuten
- Gute Reinigungsleistung

+ Hohe Materialverträglichkeit:

für empfindliche Oberflächen

- Für Displays, Tastaturen, Handys, Tablets
- Für empfindliche, nicht invasive medizinische Produkte geeignet

+ Einfach und sicher in der Anwendung:

für alle Nutzer*innen

- SGS Institut Fresenius¹-zertifiziert: Flächendesinfektionstuch mit ausgezeichneter Hautverträglichkeit
- ECARF-zertifiziert: das erste professionelle allergiker- und asthmafreundliche Flächendesinfektionsmittel
- 1,5 m² Reichweite pro Tuch



¹ Das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen.

² Gemessen an der Anzahl der Wischtücher im Vergleich zu Bacillol® 30 Sensitive Tissues.

Unser Bestseller – jetzt mit 100 % plastikfreien Tüchern

Die verbesserten **Bacillo!® 30 Sensitive Tissues** gehen einen wichtigen Schritt in Richtung Umweltschutz – mit „**Green Tissues**“!

Die Desinfektionstücher sind jetzt zu 100 % plastikfrei und werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.



Bacillo!® 30 Sensitive Green Tissues – nachhaltige Produktvorteile:

-  **100 % plastikfreies Tuchmaterial**
-  **100 % höhere Palettenauslastung²**
-  **Hergestellt mit Rohstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft**
-  **25 % geringerer CO₂-Fußabdruck als PET-Tücher**

Gleiche
Leistung –
jetzt mit
nachhaltigen
Tüchern



NEU

plastikfreie
100 %
Tücher

Bacillol® 30 Sensitive Tissues



Materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher für empfindliche Oberflächen



Optimale Wirksamkeit –
schnelle und zeitsparende Anwendung



Gute Reinigungsleistung –
wfk-geprüft³



Materialverträglich –
geeignet für empfindliche Oberflächen



Hautverträglich und allergikerfreundlich –
ECARF- & SGS Institut Fresenius-zertifiziert,
kann ohne Handschuhe verwendet werden⁴



Reichweitenstark –
1,5 m² Abdeckung pro Tuch



120 Tücher à 20 x 17 cm –
im Flowpack

³ Bei der Entfernung einer Fett-Staub-Ver-
schmutzung, Prüfbericht WL 4248/23 vom
16.11.2023, „Vergleichende Untersuchung
der Reinigungsleistung zweier gebrauchsfertiger
Nassdesinfektionstücher“, wfk-Institut
für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld.
Unveröffentlichte Studie – Daten verfügbar
bei BODE Chemie GmbH.

⁴ Wenn Infektionskontrolle und Arbeitsschutz-
protokolle es zulassen.

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / levurozid	VAH / EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	hoch	1 Min.
Tuberkulozid / mykobakterizid	EN 14348	hoch	3 Min.
Viren			
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hoch	30 Min.
Norovirus	EN 14476	hoch	2 Min.
Rotavirus	EN 14476	gering	1 Min.
Lebensmittel / Industrie			
Bakterizid / levurozid	EN 13697	gering / hoch (20 °C)	1 Min.

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer
Bacillol® 30 Sensitive Green Tissues	120 Tücher Flowpack, Größe 17 x 20 cm	981 943
Flowpack Wandhalter	1 Wandhalter	981 205
Flowpack-Halter flex	1 Halter	981 899

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig
verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett
und Produktinformationen lesen.



Hilft. Pflegt. Schützt.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info