



I guanti protettivi e per esami sempermed® skySense, privi di polvere, offrono una presa sicura e un'ottima sensibilità tattile, grazie alla zona delle dita testurizzata con materiale di minore spessore.

- Versatili, indicati per un'ampia serie di utilizzi.
- La zona delle dita testurizzata garantisce una presa efficace e sicura.
- Realizzati in materiale resistente al sangue e ad altri fluidi corporei, proteggono da batteri, funghi e virus, compresi il SARS-CoV-2, l'epatite B e C e l'HIV.

Dati tecnici

TIPO	Guanto protettivo in nitrile, monouso, non sterile
RIVESTIMENTO INTERNO	Privo di polvere
COLORE	Blu
MATERIALE	Gomma nitrile-butadiene ottenuta senza lattice di gomma naturale
SUPERFICIE GUANTI	Dita testurizzate
DURATA	3 anni nella confezione originale, conservando il prodotto in base alle relative specifiche
DIMENSIONI	Lunghezza: 240 mm (Min.) Larghezza: 95 mm +/- 10 mm (per misura M)
SPESSORE DEL MATERIALE	0,06 mm min. imisurato in uno strato della zona del palmo
FORZA DI LACERAZIONE	mediana \geq 6 Newton nel periodo di durata secondo EN 455-2
RESISTENZA ALLA TRAZIONE a seconda del deterioramento	14 MPa
ESTENSIBILITÀ (a seconda del deterioramento)	400%
BARRIERA	AQL < 1,5
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ	ISO 9001, ISO 13485
ETICHETTATURA	EN 455 1-4, EN ISO 374-1 (tipo B), EN ISO 374-5, EN ISO 21420
USO PREVISTO	Dispositivo medico di classe I in base al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745 Categoria PSA III (protezione da sostanze chimiche limitata nel tempo) in base al Regolamento (UE) 2016/425 Contatto con prodotti alimentari in base al regolamento (CE) 1935/2004

Dati tecnici delle confezioni

DIMENSIONI	Scatola pieghevole: 245 mm x 125 mm x 74 mm Cartone: 380 mm x 258 mm x 255 mm
QUANTITÀ	20 piedi 1'187 cartoni 40 piedi 2'483 cartoni 40 piedi HC 2'760 cartoni

Usi consigliati



OSPEDALE



DENTALE



CURE PRIMARIE



CURE A LUNGO TERMINE



VETERINARIA

Codici ordine/numero guanti

872020	XS	200 pezzi/scatola	10 scatole/cartone
872021	S	200 pezzi/scatola	10 scatole/cartone
872022	M	200 pezzi/scatola	10 scatole/cartone
872023	L	200 pezzi/scatola	10 scatole/cartone
872024	XL	180 pezzi/scatola	10 scatole/cartone

CAMPIONI: sono disponibili su richiesta. Rivolgersi al proprio rappresentante



CONTACT US!
sempermed@harpsglobal.com
www.sempermed.com

HARPS Investment Asia Pte. Ltd.
9 Straits View, #08-10A Marina One West Tower
Singapore 018937
Tel.: +65 6274 4861 · Fax: +65 6274 6977

HARPS Europe GmbH
Wiedner Guertel 9-13,
1100 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 9346348



*Please note the Sempermed Chemical Resistance list is available on <https://www.sempermed.com/chemical-resistance-brands>

IMPORTANT NOTE: The latest product information is available at www.sempermed.com under the «Products» tab. Failure to observe this information, in particular with regard to (chemical) resistance, frequency of use and tolerability of the gloves, can result in personal injury and/or material damage. **HARPS is not liable for incorrect use of the gloves nor will HARPS be liable for improper storage and handling. In case of damage or unusual signs of wear and tear, gloves shall not be used.** In case of any doubt, expert advice should be sought before use. The information and classification is up to date as of the date of publication. Technical details are average values from production and may vary in individual cases. This disclaimer is subject to mistakes, printing errors and amendments. ©Copyright 2024 HARPS