



Bacillol® 30 Sensitive Tissues

Materialschonende Reinigungs- und Desinfektiontücher für sensible Oberflächen

- ✓ Optimale Wirksamkeit – schnelle und zeitsparende Einwirkzeit
- ✓ Materialverträglich – geeignet für empfindliche Materialien
- ✓ Reichweitenstark – 1,5 m² Reichweite pro Tuch
- ✓ Gute Reinigungsleistung – wfk-getestet*
- ✓ Hautverträglich & Allergiker freundlich – SGS Institut Fresenius** & ECARF-zertifiziert, ohne Handschuhe anwendbar***
- ✓ 120 Tücher á 20 x 17 cm – im Flowpack

Nachhaltige Vorteile der Tücher

- 🌿 Hergestellt aus den Rohstoffen einer nachhaltigen Forstwirtschaft
- 🌿 Frei von Mikroplastik
- 🌿 25 % geringerer CO₂-Fußabdruck als PET-Tücher
- 🌿 100 % höhere Palettenauslastung****

Wirksamkeiten		
Bakterien / Pilze		
Bakterizid / Levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	1 Min.
Tuberkulozid / Mykobakterizid	EN 14348	3 Min.
Viren		
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV / RKI / EN 16777	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	30 Min.
Norovirus	EN 14476	2 Min.
Rotavirus	EN 14476 (geringe Belastung)	1 Min.
Lebensmittel / Industrie		
Bakterizid / Levurozid	EN 13697 (geringe / hohe Belastung (20 °C))	1 Min.

* Bei der Entfernung einer Fett-Staub-Anschmutzung, test report WL 4248/23 of 16.11.2023, „Vergleichende Untersuchung der Reinigungsleistung von zwei anwendungsfertigen feuchten Desinfektionstüchern“, wfk - Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld. Unveröffentlichte Studie – Daten bei der BODE Chemie GmbH.

** Das weltweit führende Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungs-Unternehmen

*** Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

**** Gemessen an der Anzahl der Tücher im Vergleich zu Bacillol® 30 Sensitive Tissues



Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.