

HARTMANN



Aide. Soigne. Protège.

Notre best-seller – maintenant plus écologique.

Bacillol® 30 Sensitive Tissues

- +** Facilité d'utilisation éprouvée – désinfection de surface efficace, rapide et respectueuse des matériaux
- +** Lingettes désinfectantes 100 % **sans plastique** composées de matières premières renouvelables



Toujours aussi efficaces et douces – la nouvelle génération de lingettes Bacillo® 30 Sensitive Tissues

La performance éprouvée des lingettes Bacillo® 30 Sensitive Tissues

+ Efficacité optimale:

contre les germes et la saleté

- Bactéricide et levurocide en 1 minute
- Efficace contre les norovirus en 2 minutes
- Bonnes performances de nettoyage

+ Haute tolérabilité des matériaux:

pour les surfaces sensibles

- Pour les écrans, les claviers, les téléphones portables, les tablettes
- Convient aux dispositifs médicaux non invasifs sensibles

+ Utilisation simple et sûre:

pour tous les utilisateurs

- Certifié SGS Institut Fresenius¹: lingette de désinfection de surface à excellente tolérabilité cutanée
- Certifié ECARF: le premier désinfectant de surface professionnel adapté aux personnes allergiques et asthmatiques
- 1,5 m² de surface couverte par lingette



¹ La plus importante entreprise de contrôle, d'inspection et certification au monde.

² Mesuré en nombre de lingettes utilisées par rapport aux Bacillo® 30 Sensitive Tissues.

Notre best-seller – maintenant avec des lingettes 100 % sans plastique

Les lingettes **Bacillo!® 30 Sensitive Tissues** améliorées font un grand pas en direction de la protection de l'environnement – avec nos «**Green Tissues**»!

Les lingettes désinfectantes sont désormais produites 100 % sans plastique et à partir de matières premières renouvelables.



Bacillo!® 30 Sensitive Green Tissues – un produit aux avantages durables:

-  Matériau des lingettes 100% sans plastique
-  100 % de taux de remplissage des palettes en plus²
-  Fabriquées avec des matières premières issues de la sylviculture durable
-  25 % de réduction de l'empreinte carbone par rapport aux lingettes en PET

Une performance identique avec des lingettes plus écologiques



NOUVEAU

plastic-free
100%
tissues

Bacillo® 30 Sensitive Tissues



Lingettes de nettoyage et de désinfection respectueuses des matériaux pour les surfaces sensibles



Efficacité optimale – utilisation rapide



Bonnes performances de nettoyage – certifié par le wfk³



Compatible avec les matériaux – convient aux surfaces sensibles



Hypoallergénique et convient aux personnes allergiques – certifié ECARF & SGS Institut Fresenius, peut être utilisé sans gants⁴



Grande portée d'action – 1,5 m² de surface couverte par lingette



120 lingettes de 20 x 17 cm – dans un Flowpack

³ Dans le cadre de l'élimination d'une souillure à base de graisse et de poussière, rapport d'examen WL 4248/23 du 16/11/2023, «Vergleichende Untersuchung der Reinigungsleistung zweier gebrauchsfertiger Nassdesinfektionstücher» (Examen comparatif des performances de nettoyage de deux lingettes de désinfection humide prêtes à l'emploi, wfk - Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld. Étude non publiée – données disponibles auprès de BODE Chemie GmbH.

⁴ Si le contrôle des infection et le contrôle de la protection du travail le permettent.

Efficacité	Méthode de contrôle	Charge	Durée d'action
Bactéries / champignons			
Bactéricide/levurocide	VAH/EN 16615 / EN 13727 / EN 13624	élevée	1 min
Tuberculocide / mycobactéricide	EN 14348	élevée	3 min
Virus			
Activité virucide limitée (y comp. VHB, VIH, VHC)	DVV/RKI/EN 16777	élevée	1 min
Activité virucide limitée PLUS	EN 14476	élevée	30 min
Norovirus	EN 14476	élevée	2 min
Rotavirus	EN 14476	faible	1 min
Aliments / Industrie			
Bactéricide / levurocide	EN 13697	faible/élevée (20 °C)	1 min

Utiliser le désinfectant de surface avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information produit avant utilisation.

Désignation	Contenu	Référence
Bacillo® 30 Sensitive Green Tissues	Flowpack de 120 lingettes, dimensions 17 x 20 cm	981 943
Support mural de Flowpack	1 support mural	981 205
Support Flowpack flex	1 support	981 899



Aide. Soigne. Protège.

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Str. 28
CH-8212 Neuhausen

Tel. +41 (0)52 674 31 11
info@ivf.hartmann.info
www.ivf.hartmann.info