

 **semper**
.med

syntegra preCision

Une précision remarquable pour une sensibilité tactile accrue et une prise en main sûre

Le sempermed® syntegra preCision, sans latex naturel et conçu en polyisoprène synthétique, offre une sensibilité tactile d'une précision exceptionnelle dans les environnements médicaux les plus exigeants. Ses propriétés tactiles exceptionnelles offrent une sensation naturelle jusque dans le bout des doigts, telle une seconde peau.



Préhension optimale



Toucher précis



Confort durable



**Tolérance cutanée
élevée**



syntegra preCision



Préhension optimale

Grâce à sa surface micro-texturée et à une finition spécifique, ce gant chirurgical offre une maîtrise accrue pour une manipulation précise des instruments. Il assure une préhension fiable et une sensibilité tactile élevée, y compris lors des gestes les plus délicats.



Toucher précis

L'épaisseur optimisée du sempermed® syntegra preCision offre un équilibre adapté entre sensibilité tactile et précision chirurgicale. Il convient à un large éventail d'applications chirurgicales, y compris la microchirurgie.



Confort durable

Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du bloc opératoire, son design entièrement anatomique — avec des doigts incurvés et un dos de la main légèrement élargi — permet une position naturelle et détendue de la main, pour un travail sans fatigue, même lors d'interventions chirurgicales complexes.



Tolérance cutanée élevée

Des accélérateurs innovants, tels que des dithiocarbamates spécifiques et des xanthogénates, sont utilisés dans la fabrication du sempermed® syntegra preCision. Sa formulation est exempte de DPG et de thiurames, allergènes de type IV couramment identifiés (conformément à la norme EN 455-5).

Données techniques

Type	gant chirurgical stérile à usage unique, non poudré, avec revêtement intérieur synthétique		
Couleur	crème		
Taille/ Longueur totale selon EN 455-2	5½, 6 et 6½ 7, 7½ et 8 8½ et 9	/	médiane 270 mm médiane 280 mm médiane 285 mm
Épaisseur de paroi simple épaisseur, zone de la paume	min. valeur typique	Doigt 0.20 mm 0.22 mm	Paume 0.17 mm 0.18 mm
Étanchéité	NQL ≤ 0.65		
Matériau	polyisoprène synthétique / ne contient pas de latex de caoutchouc naturel		
Forme du gant	entièrement anatomique avec doigts courbés et bord roulé		
Résistance à la rupture selon EN 455-2	médiane ≥ 9 N		
Péremption	3 ans dans l'emballage d'origine si le produit est stocké conformément aux spécifications du produit		
Stérilisation	radiation STERILE R		
Étiquetage et conformité aux normes	EN 455-1/-2/-3/-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Type B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 556-1, ISO 2859-1, ISO 15223-1, ASTM F1671/F1671M		
Labellisation	Dispositif médical à usage unique de classe IIa conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux		
	Gant de protection à usage unique — EPI catégorie III (protection contre les substances chimiques pendant une durée limitée)** conformément au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI		



Conditionnement

- Gant gauche et gant droit avec manchette retroussée dans un sachet intérieur, étanche à l'ozone, scellé dans un emballage pelable.
- Boîte distributrice avec indicateur de stérilisation : 50 paires
- Carton de transport avec indicateur de stérilisation : 300 paires

Références des articles

Größe 6	870021
Größe 6½	870022
Größe 7	870023
Größe 7½	870024
Größe 8	870025
Größe 8½	870026
Größe 9	870027