

HARTMANN

Bacillo[®] Oxy Tissues

Salviette disinfettanti pronte all'uso con ossigeno attivo nella pratica maxi confezione per la disinfezione delle superfici e dei dispositivi medici

CE 0482

**NOVITÀ**

- Salviette disinfettanti pronte all'uso
- Azione sporicida, anche contro le spore di *C. difficile*
- Soluzione innovativa a base di perossido di idrogeno
- Buona compatibilità con i materiali, adatto anche a superfici e dispositivi medici sensibili
- Non contiene acido peracetico, coloranti o profumi

Efficacia	Metodo di prova	Carica	Tempo d'azione
Batteri/funghi			
Azione battericida/levurocida	EN 13727 (Certificazione VAH) EN 13624 EN 16615	bassa	1 min.
Azione tubercolicida/micobattericida	EN 14348 EN 16615	bassa	5 min.
Azione fungicida	EN 13624 EN 16615	bassa	15 min.
Spore batteriche			
Efficacia contro <i>C. difficile</i>	EN 17126 EN 17846	bassa	15 min.
Azione sporicida	EN 17126 EN 17846	bassa	15 min.
Virus			
Azione limitatamente virucida	EN 14476	bassa	1 min.
Azione virucida	EN 14476	bassa	5 min.

Bacillo[®] Oxy Tissues: L'efficacia incontra l'efficienza

- + Massima affidabilità anche contro *C. difficile*
- + Profumazione gradevole, senza acido peracetico
- + Salviette disinfettanti di alta qualità e resistenti allo strappo, con una resa di 1 m²
- + Nessun rischio di confusione con i disinfettanti di routine grazie alla forma speciale del contenitore
- + Nessuna merce pericolosa: logistica e stoccaggio senza complicazioni

100 salviette,
20 x 20 cm, in
pratica maxi
confezione



Disinfettante per superfici - utilizzare con cautela.
Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

www.ivf.hartmann.info