

**HARTMANN**



# Laparoskopie Sortiment 2024

Maximale Effizienz  
bei laparoskopischen  
Eingriffen



# IVF HARTMANN AG

Seit über 150 Jahren eines der führenden Schweizer Unternehmen im Bereich der medizinischen Verbrauchsgüter.

## Qualität aus Europa



Die laparoskopischen Instrumente von IVF HARTMANN AG werden in England von Purple Surgical entwickelt und zum grössten Teil auch produziert.

## Individuell

Die IVF HARTMANN AG bündelt innovative Produkte mit kundenindividuellen Dienstleistungen.

## Persönlich

Gerne unterstützen wir Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch, um die richtige Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.

## Kompetenz

Langjährige und hohe medizinische Kompetenz dank eigener Produktentwicklung und Produktionsstätte.

## 300 Partner

Mit über 300 Mitarbeitenden in der Schweiz ist die IVF HARTMANN AG für ihre Kunden ein starker und zuverlässiger Partner.



Unsere laparoskopischen Lösungen sind sowohl einzeln als auch im CombiSet® erhältlich und können individuell auf Ihre Bedürfnisse im CombiSet® integriert werden. Dies sorgt für optimierte Prozesse, niedrigere Kosten, mehr Sicherheit und somit für effizientere, standardisierte OR Abläufe.



## Trokare

- Essential/Optische Trokare
- Ultimate Trokare

Seite 10

## Handinstrumente

- Ultimate 2
- Essentials Plus
- Essentials

Seite 16

## Zusatzprodukte

Ergänzungsprodukte von Saug-Spülsystemen über Bergebeutel bis hin zu Insufflationszubehör

Seite 24

# Single-Use mit vielfachen Vorteilen. Sterile laparoskopische Produkte.

Bei HARTMANN verstehen wir die herausfordernde Balance zwischen Nachhaltigkeit und den Anforderungen des modernen Gesundheitswesens. Während wir Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein immer stärker in unsere Prozesse und Produkte integrieren, bleibt unser Fokus auch auf Prozesseffizienz, Infektionsschutz und Versorgungssicherheit. Unsere sterilen laparoskopischen Einmalprodukte helfen Gesundheitseinrichtungen dabei, sicher, zeitsparend und kosteneffizient zu arbeiten.

## + Qualität

- Gemeinsam mit medizinischem Fachpersonal entwickelt.
- Produktion in Europa – Gewährleistung eines konstant hohen Qualitätsstandards und verlässlicher Lieferbarkeit.
- Kein Qualitätsverlust durch wiederholte Wiederaufbereitung.

## + Sicherheit

- Steril gelieferte Produkte mit langer Haltbarkeit gewährleisten höchste Patientensicherheit.
- Keine Rückstände oder Kreuzkontaminationen aus Wiederaufbereitungsprozessen.
- Sterilitätsverantwortung liegt beim Hersteller.<sup>1</sup>

## + Effizienz

- Signifikante Zeitersparnis, da Wiederaufbereitung und Dokumentation entfallen.
- Personal kann sich auf die Aufbereitung anderer wichtiger Produkte konzentrieren.
- Vermeidung von Engpässen in Sterilisationsabteilungen.
- Stetige sichere Verfügbarkeit steriler Instrumente.

### Risiken von Mehrweginstrumenten

Potenzielles Risiko von Behandlungsverzögerungen durch Sterilisationsengpässe.

Risiko eines Infektionsausbruchs, da wiederaufbereitete Produkte laut FDA nach wie vor ein Problem für die öffentliche Gesundheit darstellen.<sup>2</sup>

## + Kosten

- Klare Kostentransparenz ohne Folgekosten für Wiederaufbereitung.
- Einsparung von Verbrauchsmaterialien wie Desinfektionsmittel und Sterilverpackungen.

## + Nachhaltigkeit

- Herstellung grösstenteils in Europa.
- Einsparung von Wasser-, Energie-, Material- und logistischem Aufwand durch Wegfall der Wiederaufbereitung.

Das HARTMANN Unternehmensziel:



**Komplette Klimaneutralität bis 2050**, einschließlich aller CO<sub>2</sub> Emissionen, inklusive derer in der Supply Chain.

# Essential Trokare

## Optische Trokare

Das hochpräzise Essential Trokar-Sortiment wurde in Zusammenarbeit mit führenden laparoskopischen Chirurgen entwickelt und umfangreichen klinischen Tests unterzogen, um eine aussergewöhnliche Leistung zu gewährleisten.

Ergonomisches Design für Komfort und Kontrolle des Chirurgen

Robuste, flexible und langlebige Dichtung

Durchsichtige Hülse mit Gewinderippen für Trokarstabilität



Flossenförmige Dilatationsspitze für geringen Kraftaufwand beim Einführen

Weisser Verriegelungsknopf, der die Kamera in Position hält

Optischer Trokar für sicheres Einführen durch direkte 360°-Sicht

# Optische Trokare

Die optischen Trokare der Essentials-Serie durchtrennen das Gewebe, anstatt es zu zerschneiden.

- Sicheres Einführen unter direkter 360°-Sicht
- Minimierung von Verletzungen an der Portstelle und schnellere Heilung
- Geringer Fasziendefekt
- Minimiert den Bedarf an Nähten an der Portstelle
- Reduziert das Risiko von postoperativen Narbenhernien, Gefässverletzungen, Blasenverletzungen und Blutungen an der Trokarstelle



## Gerippt



Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
<b>Optischer Dilatationstrokar</b> 5 mm x 70 mm	FS	5 ST	280 545	✓
<b>Optischer Dilatationstrokar</b> 5 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 544	✓
<b>Optischer Trokar</b> 10 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 556	
<b>Optischer Trokar</b> 12 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 546	✓

## Hülsen für Optische Trokare

## Gerippt



Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
<b>Optische Trokarhülse</b> 5 mm x 70 mm	FS	5 ST	280 547	✓
<b>Optische Trokarhülse</b> 5 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 548	✓
<b>Optische Trokarhülse</b> 10 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 557	
<b>Optische Trokarhülse</b> 12 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 549	

# Ultimate Trokare

Kameratrokare für den 12 mm oder 10 mm Zugang – als preiswerte Ergänzung im Trokarsortiment. Dieses Trokarsortiment steht Ihnen mit Gewinde oder glatt zur Verfügung.




**Hasson Trokare**  
(mit stumpfen Spitzen)



**Trokare mit Dilatationsspitze**  
(ohne Klinge)



**«AutoShield» Trokare**  
(mit beidseitigen ultra scharfen Linearklingen)



# Ultimate Trokare mit AutoShield Klingenschutz

Die Ultimate AutoShield-Trokare verfügen über eine ultrascharfe, lineare, bi-laterale Klinge für ein einfaches Einführen in die Bauchhöhle mit minimaler Kraft.



- Die lineare Klinge ermöglicht eine deutlich reduzierte Einführungskraft und einen reduzierten Fasziendefekt
- Abgeschilderter Mechanismus zur Minimierung versehentlicher Gewebeschädigungen bei der „blinden“ primären Portplatzierung
- Robustes, flexibles Dichtungsdesign für leakagefreien Betrieb während des gesamten Eingriffs
- Klare Hülse für effektive Visualisierung während des Instrumentenwechsels

## Mit Gewinde



Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
<b>AutoShield Trokar</b> 10 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 402	
<b>AutoShield Trokar</b> 12 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 403	



# Ultimate Trokare mit Dilatationsspitze

Die Ultimate Trokare mit Dilatationsspitze trennen das Gewebe, anstatt es zu zerschneiden.


- Minimiert Verletzungen an der Portstelle und erleichtert eine schnelle Heilung
- Geringerer Fasziendefekt
- Minimiert die Notwendigkeit, die Portstelle zu nähen
- Robustes, flexibles Dichtungsdesign für leckagefreien Betrieb während des gesamten Eingriffs
- Klare Hülse für effektive Visualisierung während des Instrumentenwechsels
- Das Dilating Tip Design reduziert das Risiko von postoperativen Inzisionshernien, Gefäßverletzungen, Blasenverletzungen und Blutungen an der Trokarstelle



## Mit Gewinde

	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Dilatationstrokar</b> 10 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 432	✓
	<b>Dilatationstrokar</b> 12 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 433	✓

## Glatt

	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Dilatationstrokar</b> 10 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 452	✓
	<b>Dilatationstrokar</b> 12 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 453	

# Ultimate Hasson-Trokare

Die Ultimate Hasson Trokar-Serie wurde für Chirurgen entwickelt, die die Sicherheit der offenen Cut-Down-Technik für ihren primären Port bevorzugen.

- Geringeres Risiko eines Traumas und versehentlicher Verletzungen innerer Organe
- Niedrigprofilige Fixierhülse für eine effektive Verankerung des Geräts
- Durchsichtige Kanüle für effektive Visualisierung während des Instrumentenwechsels
- Robustes, flexibles Dichtungsdesign für leckagefreien Betrieb während der gesamten Prozedur




## Mit Gewinde

	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Hasson-Trokar</b> 10 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 460	✓
	<b>Hasson-Trokar</b> 12 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 461	✓

# Universal Hülsen für Ultimate Trokare

## Mit Gewinde


	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Universal Trokarhülse</b> 10 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 472	✓
	<b>Universal Trokarhülse</b> 12 mm x 100 mm	FS	5 ST	280 473	✓

# Laparoskopische Handinstrumente im Überblick

Unsere laparoskopischen Einweg-Handinstrumente verfügen über einen Ratschenmechanismus zur sicheren Arretierung der Maulteile. Das Fingerrad ist 360° drehbar und ermöglicht eine präzise Kontrolle der distalen Spitze.

Farbcodierung des Fingerrades für die sofortige Identifizierung der Instrumente im sterilen Bereich:

- Schere
- Präparierzange
- Fasszange
- Barbock / Darm
- Bipolares Instrument




	Maulteil	Ultimate 2	Essentials Plus	Essentials
	Mini-Metzenbaum-Schere			<span style="color: purple;">●</span>
	Metzenbaum-Schere	<span style="color: purple;">●</span>	<span style="color: purple;">●</span>	<span style="color: purple;">●</span>
	Maryland-Präparierzange ohne Sperrklinke			<span style="color: cyan;">●</span>
	Maryland-Präparierzange mit Sperrklinke	<span style="color: cyan;">●</span>	<span style="color: cyan;">●</span>	
	Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke			<span style="color: limegreen;">●</span>
	Fasszange gefenstert mit Sperrklinke	<span style="color: limegreen;">●</span>	<span style="color: limegreen;">●</span>	<span style="color: limegreen;">●</span>
	Klemm-Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke			<span style="color: limegreen;">●</span>
	Klemm-Fasszange gefenstert mit Sperrklinke			<span style="color: limegreen;">●</span>
	Rattenzahn-Fasszange mit Sperrklinke			<span style="color: limegreen;">●</span>
	Darm-Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke			<span style="color: black;">●</span>
	Darm-Fasszange gefenstert mit Sperrklinke			<span style="color: black;">●</span>
	Babcock-Fasszange mit Sperrklinke			<span style="color: black;">●</span>
	Bipolare Maryland Präparierzange ohne Sperrklinke			<span style="color: yellow;">●</span>

# Ultimate 2

## Laparoskopische Handinstrumente

Jede Komponente unseres Ultimate-Laparoskopie-Instrumentensortiments für den Einmalgebrauch wurde nach Rücksprache mit Chirurgen optimal auf deren Bedürfnisse angepasst. Der ergonomische Griff sorgt für einen optimalen Arbeitskomfort.



**+ Ultimate Quality**  
Einweginstrumente –  
Technologie und Qualität

**+ Ultimate Performance**  
Durch Präzisionstechnik

**+ Ultimate Convenience**  
Umfangreiche Auswahl an  
Konfigurationen mit oder ohne  
Ratschenmechanismus




**+ Ultimate Value**

# Ultimate 2

## Laparoskopische Handinstrumente

- Neuer ergonomischer Griff
- Ratschenmechanismus mit einfacher Schnellaktivierung und -entriegelung
- Der leichtgängige Mechanismus sorgt für eine hervorragende Haptik
- Robuste Isolierung für eine sichere Operationstechnik
- Praktisch keine Biegung an der distalen Spitze
- Gleichmässig gewichtetes Fingerdrehrad
- Vergleichbare Balance und Haptik wie bei den wiederverwendbaren laparoskopischen Instrumenten




Monopolar	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Metzenbaum-Schere</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 300	
	<b>Maryland-Präparierzange mit deaktivierbarer Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 302	
	<b>Fasszange gefenstert mit deaktivierbarer Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 301	

# Essentials Plus

## Laparoskopische Handinstrumente

Die Essentials Plus Serie ist ein laparoskopisches Einweg-Instrumenten-sortiment mit On/Off-Ratschenfunktion für ein Höchstmass an chirurgischem Arbeitskomfort und Kontrolle.








# Essentials Plus

## Laparoskopische Handinstrumente

- Das Fingerdrehrad bietet eine 360°-Einstellung für eine präzise Kontrolle der distalen Spitze
- Ergonomischer Griff mit taktiler Rückmeldung für chirurgischen Komfort und Kontrolle
- Vollständig isolierter 5 mm-Schaft
- Ein/Aus-Ratschenmechanismus arretiert die Backe sicher in ihrer Position




Monopolar	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 	<b>Metzenbaum-Schere</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	2803710	✓
 	<b>Maryland-Präparierzange</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	2803720	✓
 	<b>Fasszange gefenstert mit deaktivierbarer Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	2803730	✓

# Essentials

## Laparoskopische Handinstrumente

Die laparoskopischen Instrumente der Essentials Linie überzeugen durch die aussergewöhnliche Leistungsfähigkeit, die Kosteneffizienz und die Variantenvielfältigkeit.



# Essentials

## Laparoskopische Handinstrumente








- Das Fingerdrehrad bietet eine 360°-Einstellung für eine präzise Kontrolle der distalen Spitze
- Ergonomischer Griff mit taktiler Rückmeldung für chirurgischen Komfort und Kontrolle
- Vollständig isolierter Schaft
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung eingehen zu müssen



Monopolar		Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
●		<b>Mini-Metzenbaum-Schere</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 330	
●		<b>Metzenbaum-Schere</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 331	✓
●		<b>Maryland-Präparierzange ohne Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 332	✓
●		<b>Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 333	✓
●		<b>Fasszange gefenstert mit Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 343	✓

# Essentials

## Laparoskopische Handinstrumente

Monopolar		Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
●		<b>Klemm-Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 334	
●		<b>Klemm-Fasszange gefenstert mit Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 344	
●		<b>Rattenzahn-Fasszange mit Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 345	
●		<b>Darm-Fasszange gefenstert ohne Sperrklinke</b> 5 mm 33 cm	OK	5 ST	280 336	
●		<b>Darm-Fasszange gefenstert mit Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 346	
●		<b>Babcock-Fasszange mit Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 347	
Bipolar		Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
●		<b>Maryland Präparierzange ohne Sperrklinke</b> 5 mm, 33 cm	OK	5 ST	280 338	✓



Eine HARTMANN Studie zeigt, dass mithilfe von CombiSet<sup>®</sup> **23 Minuten Zeit** bei einem chirurgischen Eingriff eingespart werden können.

Das bedeutet effizientere OP-Nutzung, erhöhte Sicherheit, bessere Patientenbetreuung, niedrigere Kosten und mehr Ruhe im OP-Alltag!



## Individuell konfigurierbare CombiSets<sup>®</sup> für mehr Effizienz im Operationssaal

Chirurgie und Risikoprävention sind Team sport. Neben Operationstechnik und Produkten entscheiden die Prozesse über Qualität und Effizienz im Operationssaal.

Integrieren Sie das Laparoskopie-Sortiment in Ihr individuelles CombiSet<sup>®</sup> und erhöhen Sie so die Prozesseffizienz, senken die Kosten und optimieren Ihren OR Alltag.

Unsere Laparoskopie-Experten beraten Sie gerne!

### CombiSets gibt es für diese Einsatzbereiche

- Laparoskopische Hernienchirurgie
- Laparoskopische Cholezystektomie
- Laparoskopische Appendektomie
- Laparoskopische Colonchirurgie
- Bariatrische Chirurgie
- Laparoskopische gynäkologische Chirurgie


### Beispiel-Inhalt eines Laparoskopie CombiSet<sup>®</sup>





- Tischabdecktuch Einschlag
- Schere Metzenbaum
- Pinzette chirurgisch
- Nadelhalter
- Klemme Kocher traumatisch
- Sicherheitsskalpell
- Tablett Plastik
- Instrumentenmatte
- Metzenbaum Schere monopolar
- Maryland Präparierzange bipolar
- Stumpfer Dissektor keine
- Monopolares Instrumentenkabel
- Gerade Fasszange monopolar
- Bipolar Kabel
- Klettverschlussband
- Optischer Trokar
- Langenbeck Haken nach Kocher atraumatisch
- Optischer Trokar
- Hülse optischer Trokar

# Ergänzendes Laparoskopisches Sortiment

Das umfangreiche, hochqualitative Ergänzungssortiment deckt alle Bedürfnisse an weiteren laparoskopischen Einwegprodukten ab.

## Ultimate Saug-Spül-System




	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Saug-Spül-System, Doppeldorn</b> 5 mm, 32 cm	OK	10 ST	280 610	✓
	<b>Saug-Spül-System, Doppeldorn</b> 5 mm, 44 cm	OK	4 ST	280 613	
	<b>Sonde Saug-Spül-System</b> 10 mm, 32 cm	FS	10 ST	280 612	
	<b>Essential Saug-Spül-System, Doppeldorn</b> 5 mm, 32 cm	FS	1 ST	280 614	





## Ultimate Bergebeutel

	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Ultimate Bergebeutel</b> 10 mm, 250 ml 90 mm x 145 mm Beutel	FS	5 ST	280 620	
	<b>Ultimate Bergebeutel</b> 10 mm, 580 ml 130 mm x 180 mm Beutel	FS	5 ST	280 621	✓
	<b>Ultimate Bergebeutel</b> 15 mm, 1150 ml 190 mm x 230 mm Beutel	FS	5 ST	280 622	


## Aspirationsnadel

	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Aspirationsnadel</b> 5 mm	OK	10 ST	280 643	✓






## Veress-Nadel

	Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
	<b>Ultimate Veress-Nadel</b> 120 mm Länge 14G	FS	25 BT	280 600	
	<b>Ultimate Veress-Nadel</b> 150 mm Länge 14G	FS	25 BT	280 601	
	<b>Veress-Nadel</b> 120 mm Länge (nur im CPT, nicht einzeln erhältlich)		1 ST	80079 722	✓
	<b>Veress-Nadel</b> 150 mm Länge (nur im CPT, nicht einzeln erhältlich)		1 ST	80079 692	✓


## Rauchgasfilter

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Rauchgasfilter</b> mit Rollenklammer	OK	25 ST	280 644	✓

## Insufflationsschlauch- & Filter-Sets

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Luer-Lok Anschluss</b>	OK	25 BT	280 605	✓
 <b>O-Ring</b>	OK	25 BT	280 606	✓
 <b>Push-Fit Anschluss</b>	OK	25 BT	280 607	✓
 <b>15 mm Anschluss</b>	OK	25 BT	280 608	✓
 <b>22 mm Anschluss</b>	OK	25 BT	280 609	✓


## Monopolare Elektroden

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>L-Haken</b> 5 mm	OK	5 ST	280 631	✓


## Stumpfer Dissektor / Laparoskopischer Tupfer

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Stumpfer Dissektor / Laparoskopischer Tupfer</b> 5 mm, 40 cm	OK	10 BT à 3 Stück	280 641	
 <b>Stumpfer Dissektor / Laparoskopischer Tupfer</b> 5 mm, 40 cm	OK	25 BT à 1 Stück	280 642	✓



## Anti-Beschlaglösung

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Anti-Beschlaglösung</b> 6 ml, inklusive Pad	FS	25 ST	280 640	✓

## Foliodrape® Klettverschluss

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Foliodrape® Klettverschluss</b> mit selbstklebender Unterseite, 2,5 cm x 14 cm	FS	130 ST	936 004	✓


## Foliodrape® OP-Tape

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Foliodrape® OP-Tape</b> mit Vliesbeschichtung 10 cm x 50 cm	PK	100 ST	258 347	✓
 <b>Foliodrape® OP-Tape</b> transparent 10 cm x 50 cm	PK	100 ST	258 542	✓


## Foliodrape® Kamerakabelbezüge

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Foliodrape® Kamerakabelbezüge</b> aus Polyethylen, mit OP-Tape 18 cm x 244 cm	PK	30 ST	296 534	

## Foliodrape® Saugertaschen

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Foliodrape® Saugertaschen</b> Einkammer 32 cm x 30 cm	PK	50 ST	258 327	✓
<b>Foliodrape® Saugertaschen</b> Einkammer 43 cm x 38 cm	PK	40 ST	258 322	✓
<b>Foliodrape® Saugertaschen</b> Zweikammer 43 cm x 38 cm	PK	40 ST	258 323	✓

## Monopolare Kabel

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>Monopolare Kabel</b> 4 mm Anschluss	OK	5 ST	280 647	✓
<b>Monopolare Kabel</b> 8 mm Anschluss	OK	5 ST	280 648	✓

## Ergänzungsprodukte Gynäkologie

Produktbeschreibung	VME <sup>1</sup>	Inhalt <sup>2</sup>	REF	CombiSet <sup>®3</sup>
 <b>PUMI Uterus Manipulator und Injektor</b>	FS	10 ST	280 646	
 <b>Spackman Uterus Manipulator</b>	FS	25 ST	280 645	



Helps. Cares. Protects.

**IVF HARTMANN AG**

A company of the HARTMANN GROUP

Victor von Bruns-Strasse 28  
Postfach 634  
8212 Neuhausen am Rheinfall  
Schweiz

Tel.: +41 52 674 31 11  
Fax: +41 52 672 74 41  
E-Mail: [info@ivf.hartmann.info](mailto:info@ivf.hartmann.info)  
**[ivf.hartmann.info](http://ivf.hartmann.info)**