



Bacillo® 30 Sensitive Tissues

Lingettes de nettoyage et de désinfection respectueuses des matériaux pour les surfaces sensibles

- ✓ Efficacité optimale – durée d'action rapide
- ✓ Compatible avec les matériaux – convient aux matériaux sensibles
- ✓ Grande portée d'action – 1,5 m² de surface couverte par lingette
- ✓ Bonnes performances de nettoyage – testé par le wfk*
- ✓ Hypoallergénique et convient aux personnes allergiques – certifié SGS Institut Fresenius** et ECARF, peut être utilisé sans gants***
- ✓ 120 lingettes de 20 x 17 cm – dans un Flowpack

Avantages durables des lingettes

- ✓ Composées de matières premières renouvelables issues d'une sylviculture durable
- ✓ Sans microplastiques
- ✓ 25 % de réduction de l'empreinte carbone par rapport aux lingettes en PET
- ✓ 100 % de taux de remplissage des palettes en plus****

Efficacité		
Bactéries/champignons		
Bactéricide/levurocide	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	1 min
Tuberculocide/mycobactéricide	EN 14348	3 min
Virus		
Activité virucide limitée (y compris VHB, VIH, VHC)	DVV / RKI / EN 16777	1 min
Activité virucide limitée PLUS	EN 14476	30 min
Norovirus	EN 14476	2 min
Rotavirus	EN 14476 (faible charge)	1 min
Aliments/Industrie		
Bactéricide/levurocide	EN 13697 (faible charge/charge élevée (20 °C))	1 min

* poussière, rapport d'examen WL 4248/23 du 16/11/2023, «Vergleichende Untersuchung der Reinigungsleistung von zwei anwendungsfertigen feuchten Desinfektionstüchern» (Examen comparatif des performances de nettoyage de deux lingettes de désinfection humide prêtes à l'emploi), wfk - Institut für Angewandte Forschung GmbH, Krefeld. Étude non publiée – données appartenant à BODE Chemie GmbH.

** La plus importante entreprise d'inspection, de vérification, de contrôle et de certification au monde

*** Dans la mesure où la prévention des infections et la protection au travail le permettent

**** Mesuré en nombre de lingettes utilisées par rapport aux Bacillo® 30 Sensitive Tissues



Utiliser le désinfectant de surface avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information produit avant utilisation.