

 **semper**
.med

syntegra preCision

Spürbare Präzision für hohes Tastempfinden und hohe Griffsicherheit

Der optimierte, naturlatexfreie sempermed® syntegra preCision aus syntetischem Polyisopren ermöglicht präzise Tastsensibilität in hochsensiblen Bereichen.

Seine hervorragenden Eigenschaften reichen bis in die Fingerspitzen, wie eine zweite Haut.



Verbesserte Griffigkeit



Präzises Tastgefühl



Sehr guter Tragekomfort



Hautfreundlich



syntegra preCision



Verbesserte Griffigkeit

Dieser OP-Handschuh bietet, dank seiner mikrorauen Oberfläche und eines speziellen Nachbearbeitungsprozesses, einen deutlich verbesserten Grip für eine bessere Handhabung und ein präzises Tastempfinden auch in sensiblen Bereichen gegeben.



Präzises Tastgefühl

Die reduzierte Wandstärke des sempermed® syntegra preCision ermöglicht eine gute Balance zwischen Tastvermögen, chirurgischer Finesse und hoher Sicherheit. Der Handschuh ist für eine Vielzahl chirurgischer Anwendungen geeignet, inklusive mikrochirurgischer Eingriffe.



Sehr guter Tragekomfort

Entwickelt speziell für die Anforderungen der Arbeit im OP, ermöglicht die vollanatomische Form, mit gekrümmten Fingern und einem etwas breiteren Handrücken, eine natürlich entspannte Handhaltung für Arbeiten ohne Handermüdung – auch bei komplexen Operationen.



Hautfreundlich

Zur Herstellung des sempermed® syntegra preCision kommen innovative Beschleuniger, wie spezielle Dithiocarbamate und Xanthogenate zum Einsatz. Die Handschuhrezeptur ist frei von DPG und Thiuram, die häufige und bekannte Typ IV Allergene sind (gem. EN 455-5).

Technische Daten

Typ	steriler OP-Handschuh für den für den Einmalgebrauch, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung	
Farbe	creme	
Größe/ Gesamtlänge gemäß EN 455-2	6 und 6½ / 7, 7½ und 8 8½ und 9	Median 270 mm Median 280 mm Median 285 mm
Wanddicke einlagig gemessen gemäß EN 455-1	Handfläche Finger	0.17 – 0.20 mm 0.20 – 0.23 mm
Barriere- eigenschaften	AQL 0.65	
Material	synthetisches Polyisopren latexfrei / nicht aus Naturlatex hergestellt	
Handschuhform	vollanatomisch mit gekrümmten Fingern und gerolltem Rand	
Reisskraft gemäß EN 455-2	median ≥ 9 N	
Haltbarkeits- dauer	3 Jahre in Originalverpackung, wenn gemäß Produktspezifikation gelagert	
Sterilisation	Bestrahlung STERILE R	
Kennzeichnung und Konformität zu Normen	EN 455-1/-2/-3/-4, EN ISO 21420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 421, EN 556-1, ISO 2859-1, ISO 15223-1, ASTM F1671/F1671M	

Zweck- bestimmung

Medizinprodukt Klasse IIa gemäss
MP-Verordnung (EU) 2017/745

Einmal-Schutzhandschuh –
PSA-Kategorie III
(zeitlich begrenzter Schutz gegen
chemische Substanzen)*
gemäss PSA-Verordnung (EU) 2016/425



Verpackung

- Linker und rechter Handschuh gestulpt, in Innentasche, ozondicht, eingesiegelt im medizinischen Flachbeutel.
- Im Spenderkarton mit Sterilisations-Indikator: 50 Paar
- Im Transportkarton mit Sterilisations-Indikator: 300 Paar

Artikelnummern

Grösse 6	870021
Grösse 6½	870022
Grösse 7	870023
Grösse 7½	870024
Grösse 8	870025
Grösse 8½	870026
Grösse 9	870027