

Anweisungen für die Gewinnung des Probenmaterials

Analyse: Antigen/Kulturnachweis im Stuhl (Siehe Auflistung)

Untersuchungen (mnemonischer Kodex):

- Toxinproduzierendes Clostridium difficile (CLOS)
- Rotavirus/Adenovirus (ROAD)
- Antigene von Helicobacter pylori (HELAG)
- Candida (CANC)

Sammelsystem/Behälter:

- **Stuhlbehälter mit Löffelchen**



Wo man den Probenbehälter einholen kann:

- Externe Patienten: Blutabnahmestellen – Südtiroler Gesundheitsbetrieb
- Abteilungen und Ambulatorien des Krankenhauses:
Magazinkodex: 3005962

Wo man den Probenbehälter abgeben kann: Ist eine Probe NICHT mit Blutproben kombiniert, kann diese nur im LMV-BZ (Labor für Mikrobiologie und Virologie) oder im LPC-BZ (Zentrallabor für klinische Pathologie des Krankenhaus Bozen) in den, laut Homepage [Labore | Gesundheitsbetrieb \(sabes.it\)](http://labore.gesundheitsbetrieb.sabes.it) vorgegebenen Zeiten, abgegeben werden. Eine Vormerkung ist NICHT nötig!

Wann: sobald als möglich; bei Notwendigkeit kann die Probe im Kühlschrank für nicht länger als 24 Stunden aufbewahrt werden (nicht einfrieren!).

- Stuhl in einem sauberen Behälter sammeln, welcher nicht unbedingt steril sein muss.
- Mit dem Löffelchen eine ausreichende Stuhlmenge (zirka in Nussgröße) in den Stuhlbehälter (siehe links) übertragen; den Behälter nicht übermäßig auffüllen!
- Falls vorhanden, vorwiegend Stuhlbereiche sammeln, welche Blut, Schleim oder Eiter enthalten.
- Den Verschluss sorgfältig auf den Behälter aufdrehen.

Bemerkungen:

- *Der Nachweis von Clostridium difficile ist nur auf flüssigem oder halbflüssigem Stuhl indiziert und wird nicht auf Stuhlproben von Patienten mit einem Alter unter 2 Jahren durchgeführt.*
- *Für den Nachweis von Stuhl für andere Untersuchungen (z.B. Stuhlkultur, Parasiten) die spezifischen Behälter verwenden!*