

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: screening molecolare respiratorio (tampone nasale, tampone nasofaringeo, aspirato nasofaringeo)

Ricerche (codice mnemonico d'accettazione)

Virus: Influenza A virus, Influenza B virus, Virus respiratorio sinciziale A/B (**1PRES1**); Adenovirus, Enterovirus, Parainfluenza 1-4, Metapneumovirus (**1PRES2**); Rhinovirus, Coronavirus NL63-229E-OC43, Bocavirus (**1PRES3**);

1PRES1 + 1PRES2 + 1PRES3 = 1PRESPI

Batteri: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis (**1PRES4**)

1PRES1 + 1PRES2 + 1PRES3 + 1PRES4 = 1PRESPT

In assenza di sospetto specifico si consiglia di richiedere tutti i pannelli

Sistema di raccolta/contenitore

Tampone eNAT tappo azzurro chiaro (tampone Regular)

Tampone eSwab tappo rosa



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore

- Pazienti esterni:** Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Per reparti e ambulatori ospedalieri:** eNat da richiedere e-mail al LMV, eSwab 5118987

Dove consegnare dopo la raccolta: Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page [Laboratori | Azienda Sanitaria \(asdaa.it\)](#). La prenotazione NON è necessaria.

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 48 ore (non congelare!).

- Aprire la busta contenente il sistema **eNAT** o **eSwab** (tampone e provetta).
- Eseguire il tampone
- Svitare il tappo del contenitore **eNAT** o **eSwab** e inserire il tampone.
- Spezzare l'applicatore nel punto indicato dall'apposita costrizione, facendo leva sull'orlo della provetta.
- Riavvitare bene fino in fondo il tappo sulla provetta.
- Scrivere sull'etichetta della provetta il nome del paziente
- Consegnare la provetta con il tampone al più presto in qualsiasi Centro prelievo.

Nota: nel sospetto di infezione da **Bordetella pertussis**, è necessario inviare un tampone nasofaringeo o un lavaggio nasofaringeo (no tampone nasale) e indicare il sospetto clinico sulla richiesta.

IMPORTANTE: per l'esecuzione di tamponi respiratori per analisi diverse da quelle qui indicate (p.e. esami colturali) utilizzare i sistemi di raccolta specifici.

