

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
Albumin	Albumina	212035	21ALB	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.05.1
Alkalische Phosphatase	Fosfatasi alcalina	212230	21ALP	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.23.5
Alkohol	Alcoolemia	212085	21ALC	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.20.1
Ammoniak	Ammoniemia	212080	21NH3	EDTA-Vollblut ungestaute Vene - Sangue intero in EDTA prelievo senza laccio	1	90.07.5
Amylase	Amilasi	212270	21AMY	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.06.4
Amylase im Harn	Amilasi nelle urine	217127	21UAMY	Harn - Urina	1	90.06.4
Beta-HCG	Beta-HCG	213200	21HCG	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.27.5
Bilirubin reflex	Bilirubina reflex	212040	21BILI	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.10.5
BKS	VES	221200	21BKS	EDTA-Vollblut - Sangue intero in EDTA	1	90.82.5
Blutbild mit /ohne Differentialblutbild	Emocromo con / senza formula	221001 221002	21KB + 21DIFF	EDTA-Vollblut - Sangue intero in EDTA	1	90.62.2
Blutgasanalyse (arteriell) - nicht bei ambulanten Patienten	Emogasanalisi (arterioso) - non per pazienti ambulatoriali	220100	21ASTRA	Vollblut mit Heparin - Sangue int. con eparina sofort ins Labor - subito in laboratorio	1	89.65.1

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
Blutgasanalyse (kapillär)	Emogasanalisi (capillare)	220102	21ASTRC	Vollblut mit Heparin - Sangue int. con eparina sofort ins Labor - subito in laboratorio	1	89.65.1
Blutgasanalyse (venös)	Emogasanalisi (venoso)	220101	21ASTRV	Vollblut mit Heparin - Sangue int. con eparina sofort ins Labor - subito in laboratorio	1	89.66
Chlorid	Cloruro	212120	21CL	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.13.3
Chlorid im Harn	Cloruro nelle urine	217212	21UCL	Harn - Urina	1	90.13.3
Cholesterin	Colesterolo	212050	21CHOL	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.14.3
Cholinesterase (CHE)	Colinesterasi (CHE)	212260	21CHE	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.14.4
CK	CK	212250	21CK	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.15.4
C-reaktives Protein (CRP)	Proteina C-reattiva (CRP)	212310	21CRP	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.72.3
D-Dimer	D-Dimero	216040	21XDP	Na-Citrat-Plasma - Na-Citrat- Plasma	1	90.61.4
Eisen	Sideremia	212160	21FE	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.22.5
Ferritin	Ferritina	213100	21FERR	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.22.3
Fibrinogen	Fibrinogeno	216020	21FIB	Na-Citrat-Plasma - Na-Citrat- Plasma	1	90.65.1

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
ft3	ft3	213015	21FT3	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.43.3
ft4	ft4	213010	21FT4	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.42.3
Gamma-GT	Gamma-GT	212220	21GGT	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.25.5
Gesamt-Protein	Proteine totali	212030	21PROT	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.38.5
Glucose	Glucosio	212000	21GLU	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml Die Probe sollte innerhalb 30 min nach Abnahme zentrifugiert werden, da der Glucosewert ansonsten aufgrund einsetzender Glykolyse um ca. 7% pro Stunde absinken kann. Il campione dovrebbe essere centrifugato entro 30 min dal prelievo, poichè la glicolisi comporta una diminuzione media del glucosio di circa 7% all'ora.	1	90.27.1
GOT (AST)	GOT (AST)	212200	21GOT	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.09.2
GPT (ALT)	GPT (ALT)	212210	21GPT	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.04.5
Harnsäure	Acido urico	212070	21URIC	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.43.5
Harnsäure im Harn	Acido urico nelle urine	217207	21UURIC	Harn - Urina	1	90.43.5
Harnstatus	Esame urine	227002	21H	Harn - Urina	1	90.44.3

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
Harnstoff	Urea	212010	21UREA	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.44.1
Harnstoff im Harn	Urea nelle urine	217201	21UUREA	Harn - Urina	1	90.44.1
HDL-Cholesterin	Colesterolo HDL	212054	21HDL	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.14.1
Kalium	Potassio	212110	21K	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.37.4
Kalium im Harn	Potassio nelle urine	217211	21UK	Harn - Urina	1	90.37.4
Kalzium	Calcio	212130	21CA	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.11.4
Kalzium im Harn	Calcio nelle urine	217213	21UCA	Harn - Urina	1	90.11.4
Kreatinin	Creatinina	212020	21CREA	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.16.3
Kreatinin im Harn	Creatinina nelle urine	217202	21UCREA	Harn - Urina	1	90.16.3
Kreatinin-Clearance	Clearance creatinina	217202A	21CLCRE	Sammelharn - Urine da raccolta	1	90.16.4
Laktat	Lattato	212090	21LACT	Na-Fluorid - Na-Fluoruro 4 ml	1	90.02.5
LDH	LDH	212240	21LDH	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.29.2
LDL-Cholesterin	Colesterolo LDL	212056	21LDL-C	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.14.0
Leukozytenzählung bei Ergüssen	Conteggio leucociti su versamenti	221160	21ZZ	EDTA-Vollblut - Liquido biologico in EDTA	1	/
Leukozytenzählung bei Gelenksergüssen	Conteggio leucociti su versamento articolare	221161	21ZZGEL	EDTA-Vollblut - Liquido articolare in EDTA	1	/
Lipase	Lipasi	212280	21LIP	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.30.2

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
Liquor	Liquor	211500	21LIQ	Liquor - Liquor sofort ins Labor - subito in laboratorio	1	91.50.1
Magnesium	Magnesio	212150	21MG	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.32.5
Myoglobin	Mioglobina	212400	21MYO	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.33.5
Natrium	Sodio	212100	21NA	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.40.4
Natrium im Harn	Sodio nelle urine	217210	21UNA	Harn - Urina	1	90.40.4
NT-proBNP	NT-proBNP	212425	21PBNP	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.36.6
Oraler Glukose-Toleranz-Test	Curva da carico di glucosio	222005	22OGTT	Serum - Siero 5 ml	1	90.26.5
Oraler Glukose-Toleranz-Test (3)	Curva da carico di glucosio (3)	222006	22OGTT3	Serum - Siero 5 ml	1	90.26.5
Osmolarität	Osmolarità	222125	21OSMO	Serum - Siero 5 ml (U: Heparin-Plasma - Plasma eparinato)	1	90.34.7
Osmolarität im Harn	Osmolarità nelle urine	227219	21UOSMO	Harn - Urina	1	90.34.7
Phosphat	Fosfato	212140	21P	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.24.3
Phosphat im Harn	Fosfato nelle urine	217214	21UP	Harn - Urina	1	90.24.3
Procalcitonin	Procalcitonina	212318	21PCT	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.38.2
Protein im Harn	Proteine nelle urine	217203	21UPROT	Harn - Urina	1	90.38.5
Protein/Kreatinin-Ratio im Harn	Rapporto Proteina/Creatinina nelle urine	217203A	21P/C-R	Harn - Urina	1	/

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
Prothrombinzeit (PT)	Tempo di protrombina (PT)	216000	21PT	Na-Citrat-Plasma - Na-Citrat-Plasma	1	90.75.4
PTT	PTT	216010	21PTT	Na-Citrat-Plasma - Na-Citrat-Plasma	1	90.76.1
Retikulozyten	Reticolociti	2211501	21RET	EDTA-Vollblut - Sangue intero in EDTA	1	90.74.5
Suche Malariaplasmodien	Ricerca plasmodi malaria	221120	21MAL	EDTA-Vollblut - Sangue intero in EDTA	1	91.05.C
Thrombozyten in Citrat	Piastrine in citrato	211140	21PLTC	Na-Citrat-Plasma - Na-Citrat-Plasma	1	90.62.2
Transferrin	Transferrina	212320	21TF	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.42.5
Triglycerde	Trigliceridi	212060	21TRIG	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.43.2
Troponin T	Troponina T	212418	TROP	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.82.3
TSH	TSH	213000	21TSH	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.42.1
TSH reflex	TSH reflex	213000R	21TSHR	Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	1	90.41.8

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
Provette - Eprovetten	Kappe - Tappo					
EDTA-Vollblut - Sangue intero in EDTA 3 ml	LILLA					
EDTA-Plasma - Plasma-EDTA 3 ml	LILLA					
Na-Citrat-Plasma - Plasma Sodio- Citrato 2.7 ml	AZZURRO					
Heparin-Plasma - Plasma eparinato 3 ml	VERDE CHIARO (con gel separatore)					
Serum - Siero 5 ml	GIALLA LUNGA					
Serum - Siero 3.5 ml	GIALLA CORTA					
Serum ohne Gel - Siero senza gel 10 ml	ROSSA GROSSA					

Analyse	Analisi	Kodex- Codice	Kürzel - Abbrev.	Material - Materiale	Bearbeitung (Tage) - Elaborazione (giorni)	Tarifpos. - Pos.tariff.
Na-Fluorid - Sodio-Fluoruro 4 ml	GRIGIO					
EDTA Vollblut - EDTA sangue intero 4 ml	ROSA					
Harn - Urina (Spot - Sammelh./Spot - Ur.raccolta) 11 ml	BEIGE					
Transportbedingungen - Modalità di trasporto						
Lager- und Transporttemperatur - Temperatura deposito e trasporto	2 - 25°C					
Transportzeit ab der Abnahme - Durata del trasporto dall'ora del prelievo (Cave: Blutgasanalyse - Emogasanalisi; Glukose - Glucosio; Liquor - Liquor)	maximal 4 Stunden massimo 4 ore					