

Test rapido droghe nelle urine	Urinschnelltests auf Drogen
Informazioni generali	Allgemeine Informationen
Codice accettazione Profilo: TRIAGE	Annahmekodex Profilo: TRIAGE
Indicazioni cliniche [1,2] Il test viene utilizzato per la determinazione qualitativa di varie droghe/farmaci nelle urine. Si utilizza specialmente per diagnosi differenziale, in caso di sospetta tossicodipendenza o intossicazione.	Klinische Indikation [1,2] Der Test dient der qualitativen Bestimmung verschiedener Drogen/Medikamente im Urin. Er wird insbesondere zur Differentialdiagnose bei Verdacht auf Drogenabhängigkeit oder Vergiftung eingesetzt.
Preparazione del paziente Non prevista	Patientenvorbereitung Nicht vorgesehen
Richiedibile in urgenza Sì (richiedibile giornalmente h24)	Dringende Anforderung Ja (täglich anforderbar h24)
Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni Presso il centro prelievi del Laboratorio Centrale Presso i reparti dell'ospedale di Bolzano	Ort der Blutentnahme für ambulante Patienten Beim Blutabnahmezentrum des Zentrallabor In allen Abteilungen des Krankenhauses Bozen
Esecuzione Giornaliera	Durchführung Täglich
Tempo di refertazione per pazienti esterni 2 giorni	Befundungsdauer für ambulante Patienten 2 Tage
Preanalitica	Pre-Analitik
Tipo di campione [2] Urina	Untersuchungsmaterial [2] Spontanurin
Tipo provetta Provetta urina tappo beige 11 mL	Röhrchen Urinprobenröhrchen mit beigem Verschluss 11 mL
Trasporto del campione [2] A temperatura ambiente	Probentransport [2] Raumtemperatur
Trattamento del campione in laboratorio [2] Nessun trattamento	Probenbehandlung im Labor [2]
Criteri per la non accettabilità del campione [2] Volume insufficiente, errata identificazione del paziente, provetta errata	Kriterien für die Inakzeptanz einer Probe [2] Unzureichendes Volumen, fehlerhafte Patientenidentifikation, falsches Probenröhrchen
Stoccaggio del campione dopo l'analisi 7 giorni a 2-8°C	Probenlagerung nach der Analyse 7 Tage bei 2-8 °C
Possibilità di richiesta su campione già processato [2] Su richiesta medica, in base alla stabilità dell'analita (considerare la durata dello stoccaggio), alla disponibilità e al volume del campione.	Möglichkeit der Anforderung des Tests auf bereits bearbeitetem Probenmaterial [2] Nach ärztlicher Anforderung, je nach Stabilität des Analyten für die Dauer der Probenlagerung, falls die Probe noch vorhanden ist und das Probenvolumen ausreichend ist.
Indicazioni tecniche	Technische Angaben
Misurando [2] Droghe/farmaci nelle urine	Messgröße [2] Drogen/Medikamente im Harn
Metodo e strumento [2] Immunodosaggio competitivo (Nal von Minden)	Bestimmungsmethode und Gerät [2] Kompetitives Immunoassay (Nal von Minden)
Range di riferimento [2] Amfetamina <500 ng/ml Barbiturici <200 ng/ml Buprenorfina < 5 ng/ml Benzodiazepine <200 ng/ml Cocaina <300 ng/ml Ecstasy (MDMA) <500 ng/ml Metamfetamina <500 ng/ml Metadone <300 ng/ml	Referenzbereich [2] Amphetamine <500 ng/ml Barbiturate <200 ng/ml Buprenorphin <5 ng/ml Benzodiazepine <200 ng/ml Kokain <300 ng/ml Ecstasy (MDMA) <500 ng/ml Methamphetamin <500 ng/ml Methadon <300 ng/ml

Oppiacei <300 ng/ml Antidepressivi triciclici <300 ng/ml Tetraidrocannabinidolo < 50 ng/ml Tramadol <200 ng/ml Paracetamol <5000 ng/ml Ketamina <1000 ng/ml Fenciclidina < 25 ng/ml LSD < 10 ng/ml Fentanyl < 10 ng/ml	Opiate <300 ng/ml Trizyklische Antidepressiva <300 ng/ml Tetrahydrocannabinol < 50 ng/ml Tramadol <200 ng/ml Paracetamol <5000 ng/ml Ketamin <1000 ng/ml Phencyclidin < 25 ng/ml LSD < 10 ng/ml Fentanyl < 10 ng/ml
Stabilità del campione [2]	Stabilität der Probe [2]
18-22°C: 1 g 2-8°C: 2 gg -20°C: 6 mesi	18-22°C: 1 Tag 2-8°C: 2 Tage -20°C: 6 Monate
Tempo di emivita dell'analita [2]	Halbwertszeit des Analyten [2]
Non riportata	Nicht angegeben
Variabilità analitica (%) [3]	Analytische Variabilität (%) [3]
Non calcolabile	Nicht berechenbar
Variabilità biologica intraindividuale (%) [4]	Intra-Individuelle Variabilität (%) [4]
Non riportato in EFLM	In EFLM nicht angegeben
Differenza critica (%) [5]	Kritische Differenz (%) [5]
Non calcolabile	Nicht berechenbar
Incertezza di misura (U_m) [3]	Messunsicherheit (U_m) [3]
Non calcolabile	Nicht berechenbar
Interferenze [2]	Störfaktoren [2]
Vedi foglietto illustrativo	Siehe Beipackzettel
Significatività clinica	Klinische Bedeutung
Valori elevati [1]	Erhöhte Werte [1]
Un campione che mostra una concentrazione ≥ al cutoff prestabilito per l'analita in analisi è considerato non-negativo.	Eine Probe, deren Konzentration ≥ dem festgelegten Cutoff-Wert für den untersuchten Analyten liegt, gilt als nicht negativ.
Valori bassi [1]	Erniedrigte Werte [1]
Un campione che mostra una concentrazione < al cutoff prestabilito per l'analita in analisi è considerato negativo.	Eine Probe, deren Konzentration unter dem festgelegten Cutoff-Wert für den untersuchten Analyten liegt, gilt als negativ.
Ulteriori informazioni cliniche [1]	Klinische Zusatzinformationen [1]
Non riportate	Nicht angegeben
Ulteriori informazioni	Weitere Informationen
Segreteria	Sekretariat
Tel. 0471-438306	Tel. 0471-438306
Riferimenti bibliografici	Literatur
[RIF.1] Rifai, Nader. Tietz Textbook of Laboratory Medicine. Available from: Elsevier eBooks+, (7th Edition). Elsevier - OHCE, 2022. [RIF.2] Information for Use (IFU) Nal von Minden Drug-Screen IVD [RIF.3] Dati estratti da Unity Real Time (Biorad) [RIF.4] European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), Biological Variation Database [RIF.5] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio- Appendice E-ver 1.0	[RIF.1] Rifai, Nader. Tietz Textbook of Laboratory Medicine. Available from: Elsevier eBooks+, (7th Edition). Elsevier - OHCE, 2022. [RIF.2] Information for Use (IFU) Nal von Minden Drug-Screen IVD [RIF.3] Daten extrahiert aus Unity Real Time (Biorad) [RIF.4] European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), Biological Variation Database [RIF.5] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio- Appendice E-ver 1.0
Aggiornato il 27/04/2026	Aktualisiert am 27/04/2026
La scheda informativa rimane valida per tutta la durata della gara d'appalto. In caso di modifiche, la scheda informativa verrà debitamente aggiornata.	Das Informationsblatt bleibt während des gesamten Liefervertrages gültig. Bei Änderungen wird das Informationsblatt dementsprechend aktualisiert.
Prossimo aggiornamento 27/04/2033	Nächste Aktualisierung am 27/04/2033