


Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: Ricerca microscopica di uova di *Enterobius vermicularis* (ossiuri) - Scotch test

codice mnemonico interno per accettazione: SCOTC
prestazione amministrativa: 90.93.2_0

Cosa serve:

- Contenitore in plastica
- 3 vetrini portaoggetto
- scotch TRASPARENTE (non opaco!)



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

presso il Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bressanone o di Vipiteno.

Dove consegnare dopo la raccolta: presso il Laboratorio di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bressanone o di Vipiteno.

Quando: Al terzo giorno consegnare il contenitore con i tre vetrini.

- Eseguire il prelievo la mattina prima di andare in bagno e di lavarsi.
- Non applicare creme nella zona anale la sera precedente.
- Tagliare con le forbici un pezzo di nastro scotch TRASPARENTE (non opaco!) leggermente PIÙ CORTO del vetrino fornito dal laboratorio
- *Nota: indossare quanti monouso e lavarsi accuratamente le mani (le uova sono infettanti!)*
- Far aderire la parte adesiva dello scotch sulle pareti attorno all'ano, in più punti e per alcune volte, aiutandosi eventualmente con il manico di un cucchiaino.
- Staccare lo scotch dalla regione perianale e applicarlo ben disteso sul vetrino portaoggetto in senso longitudinale senza contaminarlo con feci e senza riavvolgerlo ai lati



- Rimettere il vetrino nell'apposito contenitore.
- Ripetere il procedimento con gli altri 2 vetrini forniti per 3 mattine preferibilmente consecutive.
- Mantenere i campioni a temperatura ambiente.