

Istruzioni per il prelievo del campione

Analisi: test antigenici/coltura nelle feci

Ricerca (codice di accettazione):

- Clostridium difficile produttore di tossina A/B (31CLOST)
- Rotavirus (31ROTA)
- Adenovirus (31ADENO)
- Antigene di Helicobacter pylori (31HELICO)
- Candida (317125)

Sistema di raccolta/contenitore:

- **Contenitore con spatola**



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, farmacia
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Ordinabile tramite la farmacia ospedaliera

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp#>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

- Raccogliere le feci in un contenitore pulito, che non deve necessariamente essere sterile.
- Utilizzare il cucchiaino per trasferire una quantità sufficiente di feci (circa la dimensione di una noce) nel contenitore delle feci (vedi a sinistra); non riempire troppo il contenitore!
- Se presente, raccogliete soprattutto zone di feci che contengono sangue, muco o pus.
- Avvitare con cura il tappo sul contenitore.

Osservazioni:

- *La rilevazione di Clostridium difficile è indicata solo su feci liquide o semi-liquide e non viene eseguita su campioni di feci di pazienti di età inferiore ai 2 anni.*
- *Usare i contenitori specifici per il rilevamento delle feci per altri esami (ad esempio la coltura delle feci, i parassiti)!*