

IgG nelle urine spot			
Informazioni generali			
Codice accettazione	1IGGUS (profilo urine spot)		
Indicazioni cliniche [RIF.1]	Inquadramento e classificazione della gravità dell'insufficienza renale		
Preparazione del paziente	Digiuno		
Richiedibile in urgenza (Valido solo per pazienti interni)	No (richiedibile nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 16:00)		
Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni	Presso il centro prelievi del laboratorio centrale di patologia clinica di Bolzano In tutti i distretti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige		
Esecuzione	4-5 volte a settimana		
Tempo di refertazione per pazienti esterni	4 giorni		
Preanalitica			
Tipo di campione	Urine spot		
Tipo provetta	Tappo bianco con inserto nero 10 ml		
Trasporto del campione	A temperatura ambiente		
Trattamento del campione in laboratorio	Centrifugare prima dell'esecuzione dell'esame		
Criteri per la non accettabilità del campione	Volume insufficiente, non corretta identificazione del paziente		
Stoccaggio del campione dopo l'analisi	7 giorni a 2-8°C		
Possibilità di richiesta su campione già processato	A seconda della stabilità del campione per il periodo di stoccaggio		
Indicazioni tecniche			
Misurando	Concentrazione delle IgG nel campione di urina spot		
Metodo [RIF.2]	Metodo immunonefelometrico		
Range di riferimento [RIF.1,2]	<9,6 mg/L [2] Rapporto IgG/creatinina: <9mg/g creatinina [1] Rapporto IgG/albumina (in presenza di proteinuria): <0.03= proteinuria glomerulare selettiva >0.03= proteinuria glomerulare non selettiva		
Stabilità del campione [RIF.2]	18-22°C: non specificato	2-8°C: non specificato	-20°C: NP
Tempo di emivita dell'analita	ND		
Variabilità analitica (%) [RIF.4]	<3,55		

Variabilità biologica intraindividuale (%) [RIF.5]	ND
Differenza critica (%) [RIF.6]	ND
Incertezza di misura (U_m) omogeneo [RIF.4]	Livello 1 da circa 19,1 mg/L: U_m 1,4 mg/L Dati estratti da Unity Real Time (Bio-Rad) nel mese di dicembre 2022 (periodo: ultimi 6 mesi)
Interferenze [RIF.2]	Vedi foglietto illustrativo
Significatività clinica	
Valori elevati [RIF.1]	Elevate concentrazioni urinarie di IgG si riscontrano in pazienti con proteinuria glomerulare non selettiva
Valori bassi [RIF.1]	Non clinicamente significativo
Parametri correlati	Creatininuria per calcolare rapporto IgG/creatinina Albuminuria per calcolare rapporto IgG/albumina, alfa1microglobulina urinaria
Per ulteriori informazioni	
Segreteria	Tel. 0471-438306
Riferimenti bibliografici	[RIF.1] Thomas L: Labor und Diagnose. Frankfurt 2012 (8 Auflage) [RIF.2] Bugiardino [RIF.3] World Health Organization, Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 [RIF.4] Dati interni [RIF.5] EFLM Biological Variation Database [RIF.6] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio-Appendice E-ver 1.0
Preparato il	22.12.2022
Prossima revisione prevista	22.12.2025