

Bepaling	Materiaal	Techniek	Vol. (µl)	Doorlooptijd excl. Verzendtijd
Ascaris IgG	serum, liquor	serologie	500	12-15 dagen
AST/ADNase	serum/plasma	serologie	500	
Bartonella henselae IgM	serum	serologie	200	1 dag
Bartonella henselae PCR	biopt, liquor, oogvocht	PCR	30	
Beta D-Glucan	serum	serologie	500	
Blastomyces antistoffen	serum	serologie	500	
Bordetella pertussis serologie	serum	serologie	Pat.< 2 jr -250/ Pat> 2 jr-500	7-10 dagen
Borrelia burgdorferi PCR	biopt, liquor, oogvocht	PCR	30 (oogvocht), 500 (Liquor)	2 dagen
Burkholderia cepacia	Stam	recA sequencing		
Campylobacter IgM/IgG/IgA	serum	Serologie	500	
Confirmatie <i>E.coli</i> O157	Stam			2-3 weken
Carbapenemase genotypering	(KPC) stammen	genotypering		1 week
Chlamydia trachomatis Genotypering	genitaalwat/ anuswat transportmedium	PCR	500	2 dagen
Coccidiomycose IgG	serum	serologie	500	
* Creutzfeld Jacob ziekte (variant) 14-3-3 test of uitgebreid pakket + Kl.Chemie	Liquor	Eiwitspectrum, klinische chemie	500	
* Creutzfeld Jacob ziekte (variant) + Kl.Chemie	serum, bloedbuizen (KCL)	klinische chemie	500	
Confirmatie determinatie	Stammen op schuine agar			2-6 weken
Cysticercosis serologie (<i>Taenia solium</i>)	serum, liquor	serologie	500	Onbekend, immunoblot 14 dagen
Difterie toxine IgG	serum	serologie	200	7-10 dagen
Echinococcus granulosus & multilocularis IgG	serum, liquor	serologie	500	21 dagen
Echinococcus granulosus & multilocularis PCR	cystevloeistof	PCR	500	30 dagen
Ehrlichia IgM/IgG	serum	serologie	500	EIA 1-7 dagen, IFA 7-10 dagen
Entamoeba histolytica IgG	serum	serologie	500	8-10 dagen
Enterovirus-/Parechovirus typering	faeces	PCR	1 erwt	Na overleg, 4-14 dagen
Faecale pathogenen, Typering	Stammen			2-3 weken
Filaria IgG en IgG4	serum	serologie	500	2-9 dagen

Bepaling	Materiaal	Techniek	Vol. (µl)	Doorlooptijd excl. Verzendtijd
Francisella tularensis IgG	serum	serologie	500	4-7 dagen
Francisella tularensis PCR	Biopt, liquor, punctaten	PCR	500	Op aanvraag
Francisella resistentie en sybtypering	Stammen	E-testen		2 wkn
FTA-abs IgTotaal en IgM (Lues Dx) bij neonaten	Serum	Serologie	350	
Hantaanvirus, Puumala IgM/IgG	Serum	Serologie	200	10 dagen
Haemophilus ducrei	Droge wat	PCR		2-3 weken
Helicobacter pylori kweek	Biopt			2-3 weken
Helicobacter antigeen	Feaces	DAT	erwt	7 dagen
Helicobacter IgG	Serum	serologie	200	
Hepatitis A PCR	Feaces/EDTA	PCR	500	7 dagen
Hepatitis D antistoffen (anti-delta)	Serum	serologie	300	1-7 dagen
Histoplasma IgG	Serum, liquor	serologie	200	5 dagen
Histoplasma AG urine	Urine			2 weken
HIV-1 aviditeitsbepaling (RITA)	Serum	serologie	400 (minimum 200)	3 dagen
HIV-2 antistoffen (IMBLOT)	Serum	serologie	1000	
HIV-2 confirmatie PCR	EDTA	PCR	1000	1-21 dagen
HTLV 1/2 IMB	serum	IMB	500	5 dagen
Humaan herpesvirus type 6 IgM	serum	serologie IF	300	1-7 dagen
Humaan herpesvirus type 8 IgG	serum	serologie IF	300	1-7 dagen
Humaan herpesvirus type 7 PCR	serum, EDTA, liquor	PCR	500	Liquor 1 dag. Andere materialen niet vermeld op de website
Humaan herpesvirus type 8 PCR	serum, EDTA, liquor	PCR	500	1-3 dagen
Humaan papilloma virus DNA + typering genitale type	biopt, genitaalwat	PCR	nvt	6 dagen
Humaan papilloma virus DNA + typering papilomateuze type	biopt	PCR	nvt	
Influenza resistentie (Oseltamivir)	origineel materiaal of isolaat	Specifieke PCR (of op verzoek sequentieanalyse)	500	Onbekend
LCM PCR	Liquor, EDTA plasma/serum	PCR	400	
LCM virus IgM/IgG	serum	serologie	300	1-7 dagen

Bepaling	Materiaal	Techniek	Vol. (µl)	Doorlooptijd excl. Verzendtijd
Kingella Kingae	Gewrichtsvocht	PCR		1-2 weken
Legionella pneumophila	Stam			1-2 weken
Leishmania antistoffen	serum, liquor	serologie (DAT)	500	15-16 dagen serologie. PCR = onbekend
Leishmania	Biopt, punctaat. Liquor, EDTA bloed, Beenmerg	PCR		1-2 weken
Lepra diagnostiek PCR		PCR		
Lepra diagnostiek serologie	Serum	Serologie		
Leptospirose kweek	Heparine- volbloed *, urine (na telefonisch overleg), liquor (na telefonisch overleg)	Kweek	5000	Onbekend
Leptospirose PCR	EDTA- volbloed	PCR	5000	Niet vermeld
Leptospirose IgM/IgG	serum, plasma. Liquor (na telefonisch overleg)	serologie	1000	2 dagen
Malaria PCR QUOTE PROTOCOL	EDTA volbloed	PCR		
Malaria IgG	serum	serologie	500	7 dagen
Microsporidium	faeces	PCR		2-3 weken
MRSA Mec, Panton Valentine leukocidine, MSSA (toxine genen)	Stammen	PCR		1 week
Mycobacterium Tuberculosis Determinatie en resistentie	Stam			Determinatie 11 dagen, resistentie 4 weken
Mycobacterium op parafinecoupes	Parafinecoupe	PCR		2 weken
Mycoplasma genitalium	Urine, genitaalwat	PCR	1000	4 dagen. Indien positief 2 weken i.v.m. sequencing analyses
Mycoplasma hominis	Bal, keelwat, sp, urine(post), EDTA plasma (droogijs)	PCR	250	
Polio neutralisatie type 1-3	serum	serologie	300	7-28 dagen
Poxviridae (schapepok, orf, koepok etc)	blaasjesvocht, biopt, kweekmateriaal	PCR	50	Na overleg, 1-3 dagen.
Rabies PCR	mondwat/ weefsel	PCR	nvt	1-2 dagen
Rabies antistoffen	serum	serologie	500	1-6 dagen
Rickettsia rickettsii, conorii, typhi IgG en IgM	serum, EDTA	serologie	500	1-7 dagen

Bepaling	Materiaal	Techniek	Vol. (µl)	Doorlooptijd excl. Verzendtijd
Rickettsia prowazekii IgG en IgM	serum, EDTA	serologie	300	1-7 dagen
(Orientia) Rickettsia tsutsugamushi IgM/IgG	serum, EDTA	serologie	300	1-7 dagen
Determinatie en resistentie NTM Rhodococcus spp en Nocardia spp	Stam			2-4 weken
Sandfly fever virus	serum	serologie	300	1-6 dagen
Scabies	Droge huidschraapsel	PCR		
Schimmel determinatie	Stam op byouxkje			1-4 maanden
Determinatie en resistentie schimmels en gisten	Stam			2-3 weken
Determinatie middels PCR schimmels en gisten	Stam			2-3 weken
Schistosoma IgM/IgG	serum	serologie	500	2-9 dagen
Staphylococcus toxine	serum	serologie	1000	Onbekend
STEC typering	Stam	PCR		1-2 weken
Strongyloides IgG	serum	serologie	500	2-9 dagen
TBC Elispot	BAL, CPT-buis, lithium-heparine volbloed, liquor, pleuravocht, urine	serologie	5000	
Tetanus toxine IgG	serum	serologie	200	7-10 dagen
TFT	Faeces	parasitologie		1 week
Tickborn encephalitis virus TBE IgM/IgG	serum, liquor	serologie	300	EIA serum 1-7 dagen
Trichinella antistoffen	serum	serologie	500	
Trichomonas vaginalis	Urine en cervix of urethra in UTM	PCR	500	1 dag
Trypanosoma cruzi IgG	serum	serologie	500	Onbekend
Trypanosoma (PCR en serologie)	EDTA(PCR), Serum (serologie)	PCR en serologie	serologie: min 200	2-3 weken
Typering isolaten uit liquor/bloed bacteriele meningitis/sepsis	Stam			2-3 weken E.coli serologie 3 maanden
Ureaplasma	urine, bronchussecre., BAL, genitaalwat	PCR	500	3 dagen
Vaginose (Nugent Score) preparaten	Preparaat			1-2 dag(en)
Virustypering	virussuspensie/ Kweekmateriaal	Neutralisatie	250	
West-Nile virus IgG/ IgM	serum	serologie	300	10 dagen
West-Nile virus PCR	EDTA/liquor	PCR	300	EDTA-bloed 7 dagen

Bepaling	Materiaal	Techniek	Vol. (µl)	Doorlooptijd excl. Verzendtijd
Yellow Fever IgG	serum	serologie	300	1-7 dagen
Yersinia enterocolitica	serum	serologie	300	7 dagen
Zikavirus serologie	serum	serologie	500	Niet vermeld