

바이오백 슈퍼 ST-AR (Bayovac Super ST-AR)



바이오백 슈퍼 ST-AR은 최신의 유전자 재조합 기술로 만들어진 4세대 위축성 비염 예방 백신입니다.

- 1) 백신 접종에 따른 과민반응 발생이 거의 일어나지 않습니다.*
- 2) 위축성 비염에 효과적인 방어능을 발휘합니다.

바이오백 슈퍼 ST-AR은 유전자 재조합 기술로 PMT(파스튜렐라 멀토시다 특신: 위축성 비염의 주요 병원성 요인)를 제조하여 모든의 항체 형성에 충분한 양을 제공합니다.

효능 및 효과

가. 대상축종 : 돼지

나. 위축성 비염 예방 및 파스튜렐라증 감염 예방

성분 및 함량

본제 1두분(2mL) 중

Bordetella bronchiseptica
..... 1×10⁹CFU 이상

Pasteurella multocida
type A
..... 1×10⁹CFU 이상

Pasteurella multocida
type D
..... 1×10⁹CFU 이상

Recombinant subunit PMT-Tox 1
..... 20μg 이상

Recombinant subunit PMT-Tox 2
..... 20μg 이상

Recombinant subunit PMT-Tox 7
..... 20μg 이상

Al-Hydroxide Gel
..... 6mg

Formalin...0.004ml 이하

포장단위

20mL(10두분)

용법 및 용량

가. 본제를 잘 흔들어 준 후 근육에 접종합니다.

나. 경산돈은 분만 3주 전에 2mL을 접종합니다.

다. 초산돈은 교배 4주 후(분만 12주 전)에 2mL을 1차로, 분만 3주 전에 2mL을 추가로 접종합니다.

라. 자돈은 1주령에 1mL을 1차로, 3주령에 2mL을 추가로 접종합니다.

주의사항

* 제품 사용시 사용설명서에 기재된 모든 내용을 확인한 후 사용하십시오.

* 사용전 제품의 온도가 상온(25°C)에 이를 때까지 기다려 사용하십시오.

* 사용할 때마다 충분히 흔들어서 사용하십시오.

* 개체에 따라 일시적인 알레르기 반응이 발생할 수 있습니다.

* [휴약기간] 돼지 14일

저장방법/유효기간

* 2~8°C의 냉장소에 보관하십시오.

* 유효기간 : 제조일로부터 24개월

