

Anweisungen für Gewinnung/Transport von Untersuchungsmaterial

Analyse: kulturelle Untersuchung des Harns

Untersuchungen (Mnemonic Kodex): Harnkultur (1URO)

Sammelsystem/ Behälter:

- Steriler Behälter
- Gelbes Röhrchen von 4 ml mit Konservierungsmittel (für Harnkultur)

(ev. auch Röhrchen von 10 ml für chemisch-physikalische Harnuntersuchung)

Wo kann das Sammelssystem/der Behälter erhalten werden:

- Externe Patienten: Probenabnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Abteilungen und Krankenhausambulatorien: Kodex Magazin 5060007 + 5115198 (+ ev. 5024693)
- **Wo kann die Harnprobe nach dem Sammeln abgegeben werden:** Ist eine Harnprobe NICHT mit Blutproben kombiniert, kann diese nur im LMV-BZ (Labor für Mikrobiologie und Virologie) oder im LPC-BZ (Zentrallabor für klinische Pathologie des Krankenhaus Bozen) in den, laut Homepage [Labore | Gesundheitsbetrieb \(sabes.it\)](http://Labore.Gesundheitsbetrieb.sabes.it) vorgegebenen Zeiten, abgegeben werden. Eine Vormerkung ist NICHT nötig!

Wann: so rasch als möglich; falls erforderlich, kann das Probenmaterial im Kühlschrank für maximal 24 Stunden aufbewahrt werden (nicht einfrieren!).



- Nach sorgfältiger Hygiene in den Behälter urinieren (die Anweisungen des behandelnden Arztes befolgen), den Mittelstrahlharn sammeln (falls nicht andere Anweisungen gegeben werden) und ohne die Innenseite des Behälters zu berühren.
- Den Behälter gut verschließen.



- Das Röhrchen in die Öffnung auf dem Deckel des Behälters einfügen.
- Das Röhrchen füllt sich (falls auch die physikalisch chemische Untersuchung angefordert wurde, das entsprechende 10 ml Röhrchen auffüllen).
- Den restlichen im Behälter verbleibenden Urin in die Toilette entleeren und den Behälter eliminieren.



WICHTIG: für das Sammeln von Urin für andere Untersuchungen die spezifischen Behälter verwenden!