

Istruzioni per il prelievo

Analisi: esame colturale su urina

Ricerche (codice mnemonico): Urocoltura (1URO)

Sistema di raccolta/contenitore:

- Barattolo sterile
- provetta tappo giallo da 4 ml con conservante (per urocoltura)

(ev. anche provetta da 10 ml per esame chimico fisico dell'urina)

Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige
- Reparti e ambulatori ospedalieri: Cod. Magazzino 5060007 + 5115198 (+ ev. 5024693)

Dove consegnare dopo la raccolta: Se NON associata al prelievo ematico, la consegna è possibile solo presso LMV-BZ (Lab. di Microbiologia e Virologia di Bolzano) e presso LPC-BZ (Lab. di Patologia Clinica dell'Ospedale di Bolzano), secondo gli orari indicati nelle relative home page [Laboratori | Azienda Sanitaria \(asdaa.it\)](http://Laboratori.AziendaSanitaria.asdaa.it). La prenotazione NON è necessaria.

- **Quando:** il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).



- Urinare nel barattolo dopo accurata igiene (seguire le indicazioni del medico curante), prelevare il mitto intermedio (salvo diversa indicazione) e senza toccare l'interno del vasetto.
- Chiudere bene il vasetto



- Inserire la provetta nel foro sul coperchio del vasetto
- La provetta si riempie (se richiesto anche esame chimico fisico riempire anche la provetta da 10 ml).
- Versare la restante urina presente nel barattolo nel water ed eliminare il barattolo.



IMPORTANTE: per la raccolta di urina per altre ricerche utilizzare i contenitori specifici!

