



Istruzioni per il prelievo


Analisi: esame colturale su urina

Ricerca: Urocoltura (31URO)

Sistema di raccolta/contenitore:

- Barattolo sterile
- provetta tappo giallo da 4 ml con conservante (per urocoltura)

(ev. anche provetta da 10 ml per esame chimico fisico dell'urina)



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, farmacia
- Reparti e ambulatori ospedalieri: tramite la farmacia ospedaliera

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

Quando: il prima possibile; nel caso si rendesse necessario, il campione può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore (non congelare!).

- Urinare nel barattolo dopo accurata igiene (seguire le indicazioni del medico curante), prelevare il mitto intermedio (salvo diversa indicazione) e senza toccare l'interno del vasetto.
- Chiudere bene il vasetto

Nota: La prima (eventualmente contenente germi) e l'ultima (diluata) frazione di urina non vengono raccolte.

- Inserire la provetta nel foro sul coperchio del vasetto
- La provetta si riempie (se richiesto anche esame chimico fisico riempire anche la provetta da 10 ml).
- Versare la restante urina presente nel barattolo nel water ed eliminare il barattolo.

IMPORTANTE: per la raccolta di urina per altre ricerche utilizzare i contenitori specifici!

