

Istruzioni per il prelievo

Analisi: esame chimico fisico delle urine

Ricerca: Sedimento urinario (31HS)

Sistema di raccolta/contenitore:

- Barattolo sterile
- provetta da 10 ml per esame chimico fisico dell'urina



Dove reperire il sistema di raccolta/contenitore:

- Pazienti esterni: Centri prelievo - Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, farmacia
- Reparti e ambulatori ospedalieri: tramite la farmacia ospedaliera

Dove consegnare dopo la raccolta: in qualsiasi Centro prelievo dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per orari di apertura si veda sito <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

Quando: Portateli ai centri di raccolta il più rapidamente possibile.

- Urinare nel barattolo dopo accurata igiene (seguire le indicazioni del medico curante), prelevare il mitto intermedio (salvo diversa indicazione) e senza toccare l'interno del vasetto.
- Chiudere bene il vasetto

Nota: La prima (eventualmente contenente germi) e l'ultima (diluata) frazione di urina non vengono raccolte.

- Inserire la provetta nel foro sul coperchio del vasetto
- La provetta si riempie in automatico
- Versare la restante urina presente nel barattolo nel water ed eliminare il barattolo.
- Consegnare la provetta nel centro prelievi.

IMPORTANTE: per la raccolta di urina per altre ricerche utilizzare i contenitori specifici!

