

QUALITÄTSKONTROLLE HAFTANREGER 2014
TESTREIHE FÜR DIE HAFTBARKEIT VERSCHIEDENER HAFTANREGER

CONTROLLI QUALITÀ ATTIVANTI D'ADESIONE 2014
CAMPAGNA DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA ADESIONE DI DIVERSI ATTIVANTI

Prova A.S.T.

MÖLTNER PORPHYR MIT BITUMEN IES 70/100
PORFIDO DI MELTINA CON BITUME IES 70/100

HAFTUNGSVERLUST VON 0 - 25% SPOGLIAMENTO DA 0 - 25%		
Nr. PROBE N. PROVA	HAFTANREGER ATTIVANTE	DOSIERUNG % DOSAGGIO %
2	ITERLENE PE 31 F	0.30
7	ITERLENE IN/400-S1	0.25
10	DOPEVAL	0.20
17	ITERLENE IN-400-S1	0.35
15	ITERLENE PE 31 F	0.50
9	DOPEVAL	0.15
18	DOPEVAL	0.20
6	ITERLENE IN/400-S	0.30
20	STARDOPE 130-P	0.25

HAFTUNGSVERLUST VON 25 - 50% SPOGLIAMENTO DA 25 - 50%		
4	STARDOPE 330 ME	0.40
13	STARDOPE 330 ME	0.60
16	ITERLENE IN-400-S	0.40

HAFTUNGSVERLUST ÜBER 75% SPOGLIAMENTO OLTRE 75%		
8	STARDOPE 530 S	0.30
1	SENZA ATTIVANTE	/
5	STARDOPE ACF 20	0.55
12	STARDOPE ACF 20	0.80
14	STARDOPE 530 S	0.40
19	STARDOPE 530 S	0.40